

**PROEMER S.A.**

Sitio web : [www.proemer.cl](http://www.proemer.cl)

Email: [contacto@proemer.cl](mailto:contacto@proemer.cl)






Dirección: Eliodoro Yáñez 1070 Oficina 32, Local 2-Providencia

Teléfonos:

VENTAS: +56 2 27060838

CENTRAL: +56 2 22640005



FICHA TÉCNICA			
PRODUCTO	SL556651	CANTIDAD	IMAGEN (referencial)
<b>FÉRULA PELVICA SLING II, STANDARD, 32"-50"</b>		1	
<p>Estabiliza las <b>fracturas pélvicas</b> utilizando la fuerza correcta.</p> <p>El Sam Pelvic Sling II se ha diseñado para garantizar la fuerza correcta sobre las fracturas pélvicas, a diferencia de otras "fajas" que permiten que se aplique una fuerza ilimitada sobre el paciente.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b> Radiotransparente Se coloca facilmente Indica con claridad el ajuste correcto mediante un clic El tamaño estandar es apto para el 98% de la población La hebilla facilita la aplicación de una fuerza idónea Fabricado en tejido No deformbale</p> <p>Fabricado por <b>Ferno</b></p> <p>1 </p> <p>2 </p> <p>3 </p>			 

**SERVICIO POST VENTA:**

Capacitación sobre el correcto uso de los productos.

Atención Telefónica y en oficina.



ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO PIENSA EN EL MEDIO AMBIENTE.